

E 460

Complemento

para el alojamiento óptimo de instrumental MIC diverso.



- Apto para sistemas ópticos rígidos de distintas longitudes
- Abertura de malla fondo 8 x 1 mm, lados/tapa 7 x 7 x 3 mm
- Equipado con 3 soportes para alojar 2 sistemas ópticos rígidos

Código EAN: 4002512183383 / Número de material: 04861390 /
Número de material antiguo: 69546001D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Acc./mód.para inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Otro accesorio	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	53
Medidas ext., ancho neto en mm	100
Medidas ext., fondo neto en mm	430
Medidas ext., alto bruto en mm	95
Medidas ext., ancho bruto en mm	170
Medidas ext., fondo bruto en mm	550
Peso neto en kg	0,71
Peso bruto en kg	0,94