

E 466

Tobera inyectora

para el alojamiento óptimo de bolsas ventilatorias 8 x 333 mm.



Código EAN: 4002512223744 / Número de material: 04966620 /  
Número de material antiguo: 69746601D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Otros accesorios	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. de anestesia	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	333
Medidas ext., alto bruto en mm	140
Medidas ext., ancho bruto en mm	260
Medidas ext., fondo bruto en mm	150
Diámetro en mm	8
Peso neto en kg	0,85
Peso bruto en kg	1,00