


E 930

Complemento

para el alojamiento de hasta 36 unidades de calzado especial hasta la talla 44.



- Apto para el carro E 975/2 en el nivel inferior
- Equipado con 36 soportes, altura 280 mm

Código EAN: 4002512257145 / Número de material: 05001360 /  
Número de material antiguo: 69593001D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Categoría de producto</b>	
Accesorio para calzado para quirófano	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. calzado para quirófano	•
<b>Capacidad</b>	
Calzado para quirófano [número]	36
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	289
Medidas ext., ancho neto en mm	586
Medidas ext., fondo neto en mm	752
Medidas ext., alto bruto en mm	350
Medidas ext., ancho bruto en mm	770
Medidas ext., fondo bruto en mm	1000
Peso neto en kg	3,65
Peso bruto en kg	5,70