

## DGGL 1

Recipiente perforado cocción horno vapor  
para todos los hornos a vapor DG excepto DG 7000.

Código EAN: 4002512309219 / Número de material: 05001370 /  
Número de material antiguo: 22996084D



- Para cocinar verduras, pescado, carne y patatas sin caldo
- Ideal para descongelar alimentos congelados
- Capacidad: 1,5 l, volumen útil: 0,9 l
- Dimensiones exteriores An x Fo x Al: 325 x 176 x 40 mm
- Accesorios profesionales de producción europea