

E 485
Soporte
para el alojamiento óptimo de 3 bateas riñoneras.



Código EAN: 4002512398725 / Número de material: 05109210 /
Número de material antiguo: 69548501D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Accesorio para riñoneras/palanganas	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. bateas arriñonadas	•
Capacidad	
Bateas arriñonadas [número]	3
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	195
Medidas ext., ancho neto en mm	80
Medidas ext., fondo neto en mm	464
Medidas ext., alto bruto en mm	70
Medidas ext., ancho bruto en mm	280
Medidas ext., fondo bruto en mm	505
Peso neto en kg	0,41
Peso bruto en kg	0,56