

E 702

Accesorio

para aumentar la capacidad en dos bandejas de malla adicionales.



- Otro nivel para el carro E 525/2 o E 701/2
- Para alojar otras 2 bandejas de malla DIN

Código EAN: 4002512400831 / Número de material: 05221490 /
Número de material antiguo: 69570201D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Categoría de producto	
Otro accesorio/Otro módulo	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Capacidad	
Jaulas de malla DIN [número]	2
band.s de malla SPRI [número]	1
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	560
Medidas ext., ancho neto en mm	160
Medidas ext., fondo neto en mm	530
Medidas ext., alto bruto en mm	610
Medidas ext., ancho bruto en mm	260
Medidas ext., fondo bruto en mm	535
Peso neto en kg	3,50
Peso bruto en kg	4,50