

E 713

Carro

para alojamiento de 2 cont. DIN, tapas incl. y 4 bandejas de malla en 3 niveles.



- Equipado con 2 brazos aspersores integrados
- Las medidas de carga de los niveles individuales son diferentes
- Listón magnético para reconocimiento aut. del carro (sin imán ML)
- Equipado con conexión para 5 instrumental de cuerpo hueco
- Equipado con conexión para secado con aire caliente

Código EAN: 4002512401944 / Número de material: 05221550 /  
Número de material antiguo: 69571301D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Categoría de producto</b>	
Carro para complementos	•
Carro para contenedores	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. contenedores	•
<b>Capacidad</b>	
Jaulas de malla DIN [número]	4
band.s de malla SPRI [número]	2
Contenedores DIN de 15 cm de alto [número]	2
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	530
Medidas ext., ancho neto en mm	575
Medidas ext., fondo neto en mm	600
Medidas ext., alto bruto en mm	560
Medidas ext., ancho bruto en mm	640
Medidas ext., fondo bruto en mm	680
Peso neto en kg	9,70
Peso bruto en kg	10,00
<b>Suministro del aparato</b>	
Listón magnético para el reconocimiento automático del carro (sin imán) [número]	1