

DOS 60/30

Bomba dosificadora

para la dosificación de medios líquidos neutrales/alcalinos.



- Para la dosificación de medios líquidos
- Para la dosificación de desinfectantes químicos
- Para el montaje posterior por el Servicio Post-venta de Miele

Código EAN: 4002512417532 / Número de material: 05267420 /
Número de material antiguo: 69225003D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7825	•
G 7826	•
Categoría de producto	
Sistema de dosificación	•
Características del producto	
Tasa de propulsión en ml/60 s	120
Longitud de la lanza de succión en mm	333
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	310
Medidas ext., ancho bruto en mm	250
Medidas ext., fondo bruto en mm	430
Peso neto en kg	1,70
Peso bruto en kg	1,95