

AUF 2

Alojamiento

para la preparación óptima de instrumentos de transmisión en cesto sup. O 801/2.



- Se compone de: junta, casquillo roscado, estribo de soporte
- Piezas inferior y superior de sujeción, 5 plaquitas de filtro

Código EAN: 4002512427524 / Número de material: 05282470 /
Número de material antiguo: 68551701D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Pertenencia de aparatos	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Categoría de producto	
aloj.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. dental	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	118
Medidas ext., ancho bruto en mm	122
Medidas ext., fondo bruto en mm	305
Peso neto en kg	0,21
Peso bruto en kg	0,26
Suministro del aparato	
Placa de filtro FP	•