


O 801/2

Cesto superior

para limpieza óptima con 10 boquillas y el alojamiento de diversos complementos.



- Mitades anterior y posterior aptas para alojar complementos
- Eje central 10 puntos de aloj. silicona y 10 boq. Ø 4 mm, L 30 mm
- Altura de carga: 200 mm mm
- Con brazo aspersor integrado

Código EAN: 4002512399463 / Número de material: 05290520 /
Número de material antiguo: 69180103D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7831	•
Categoría de producto	
Cesto para inyectores	•
Cesto superior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Altura máxima de carga en mm	200
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Capacidad	
inst. de transferencia [cantidad]	6
inst. de cuerpo hueco [cantidad]	10
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	267
Medidas ext., ancho neto en mm	381
Medidas ext., fondo neto en mm	475
Medidas ext., alto bruto en mm	480
Medidas ext., ancho bruto en mm	280
Medidas ext., fondo bruto en mm	400
Peso neto en kg	2,40
Peso bruto en kg	3,10