

E 984

Complemento

para el alojamiento de utensilios muy diversos.



- Equipable con distintos soportes

Código EAN: 4002512431323 / Número de material: 05337750 /
Número de material antiguo: 69598401D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoría de producto	
Accesorio para riñoneras/palanganas	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. calzado para quirófano	•
Prep. palanganas	•
Prep. bateas arriñonadas	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	371
Medidas ext., ancho neto en mm	150
Medidas ext., fondo neto en mm	572
Medidas ext., alto bruto en mm	390
Medidas ext., ancho bruto en mm	160
Medidas ext., fondo bruto en mm	590
Peso neto en kg	2,95
Peso bruto en kg	3,30