

E 985
Soporte
para el alojamiento óptimo de 2 bateas arriñonadas.



- Para uso en el complemento E 984

Código EAN: 4002512431330 / Número de material: 05337760 /
Número de material antiguo: 69598501D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8528	•
Categoría de producto	
Accesorio para riñoneras/palanganas	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. bateas arriñonadas	•
Capacidad	
Bateas arriñonadas [número]	2
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	70
Medidas ext., ancho bruto en mm	280
Medidas ext., fondo bruto en mm	505
Peso neto en kg	0,23
Peso bruto en kg	0,43