

E 520

Complemento

para el alojamiento óptimo de instrumental para conducto radicular.



- Apto para 18 instrumentos para conducto radicular
- Abatible
- Apto para la esterilización a vapor a 121 °C/134 °C

Código EAN: 4002512472524 / Número de material: 05409080 /
Número de material antiguo: 68552001D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Pertenencia de aparatos	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Categoría de producto	
Otro accesorio	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Blanco
Capacidad	
Instrumentos para cond. radicular [número]	17
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	45
Medidas ext., ancho neto en mm	75
Medidas ext., fondo neto en mm	30
Medidas ext., alto bruto en mm	80
Medidas ext., ancho bruto en mm	95
Medidas ext., fondo bruto en mm	110
Peso neto en kg	0,05
Peso bruto en kg	0,10