


A 5  
Malla  
para la fijación óptima de objetos delicados.



- Marco acero inox. con revest. de red de plástico (calidad PA 12)
- Se puede usar en O 184 y U 184

Código EAN: 4002513126310 / Número de material: 05637190 /  
Número de material antiguo: 69500501D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Categoría de producto</b>	
Malla	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Alambre, rilsanizado, Material sintético
Color	Blanco
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. diversos utensilios	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	8
Medidas ext., ancho neto en mm	280
Medidas ext., fondo neto en mm	280
Medidas ext., alto bruto en mm	20
Medidas ext., ancho bruto en mm	470
Medidas ext., fondo bruto en mm	470
Peso neto en kg	0,40
Peso bruto en kg	0,55