


E 523

Complemento

para el alojamiento óptimo de 6 bandejas Tray.



- Equipado con 7 soportes (6 compart.,) Al 145, distancia 50 mm

Código EAN: 4002513199116 / Número de material: 05649700 /
Número de material antiguo: 69552301D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8581	•
PG 8591	•
Categoría de producto	
Accesorio band.s/tablas	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Número de compartimentos	6
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. dental	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	151
Medidas ext., ancho neto en mm	220
Medidas ext., fondo neto en mm	450
Medidas ext., alto bruto en mm	195
Medidas ext., ancho bruto en mm	240
Medidas ext., fondo bruto en mm	495
Peso neto en kg	1,40
Peso bruto en kg	1,65