

E 908/1

Complemento

para alojamiento instrumental MIC desmontable/piezas intercambiables u óptica.



- Abertura de malla 8 x 1 mm (fondo), lados cerrados
- División interna ajustable individualmente con 4 separadores
- Ganchos para colgar en E 906/1

Código EAN: 4002513252286 / Número de material: 05704010 /
Número de material antiguo: 69590802D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8536	•
Categoría de producto	
Acc./mód.para inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	130
Medidas ext., ancho neto en mm	460
Medidas ext., fondo neto en mm	36
Medidas ext., alto bruto en mm	150
Medidas ext., ancho bruto en mm	505
Medidas ext., fondo bruto en mm	100
Peso neto en kg	0,68
Peso bruto en kg	0,85