

ML/2

Listón magnético

para detección automática del carro/sensor del brazo aspersor.



- ML/2 es un requisito para el uso del sensor del brazo aspersor
- 5 imanes, combinables de forma variable
- 15 combinaciones posibles

Código EAN: 4002513274158 / Número de material: 05723270 /
Número de material antiguo: 69745703D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Listón magnético para detección automática del carro	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable, Negro
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	9
Medidas ext., ancho neto en mm	25
Medidas ext., fondo neto en mm	275
Medidas ext., alto bruto en mm	95
Medidas ext., ancho bruto en mm	205
Medidas ext., fondo bruto en mm	315
Peso neto en kg	0,17
Peso bruto en kg	0,32