

DOS G 10

Módulo de dosificación para bidones de 5-10 l

para la dosificación automática de medios líquidos, con indicador de nivel.



- Para la dosificación de abrillantador
- lanza de aspiración ?? mm para garrafas de 5-10 l
- Juego lanza de asp. de garrafa 10-30 l disp. en serv. post-venta
- Dosificación hasta ?? ml/60 segundos

Código EAN: 4002513283259 / Número de material: 05729360 /
Número de material antiguo: 69747006D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
Categoría de producto	
Sistema de dosificación	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	1
Cable neutro	N
CA/CC	AC
Tensión en V	220-240
Frecuencia en Hz	50-60
Pot. nominal total en kW	0,02
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	118
Medidas ext., ancho neto en mm	235
Medidas ext., fondo neto en mm	115
Medidas ext., alto bruto en mm	310
Medidas ext., ancho bruto en mm	420
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Peso neto en kg	2,42
Peso bruto en kg	2,81