

A 19
Tapa
para la fijación de objetos delicados.



- Chapa perforada 7 x 7 x 3 mm
- Apto para el complemento E 969

Código EAN: 4002513298758 / Número de material: 05746210 /
Número de material antiguo: 69796901D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoría de producto	
Tapa	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	18
Medidas ext., ancho neto en mm	251
Medidas ext., fondo neto en mm	351
Medidas ext., alto bruto en mm	70
Medidas ext., ancho bruto en mm	275
Medidas ext., fondo bruto en mm	515
Peso neto en kg	0,55
Peso bruto en kg	0,70