

E 757

Carro

para el alojamiento óptimo de vidrio de laboratorio voluminoso.



- Equipado con 6 boquillas
- Equipado con soporte de sujeción de altura regulable
- Altura máxima de carga desde soporte de estrella de apoyo: 610 mm mm

Código EAN: 4002513298772 / Número de material: 05746290 /
Número de material antiguo: 69575701D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
G 7825	•
Categoría de producto	
Otros carros	•
Módulo para vidrio de laboratorio de gran volumen	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Altura máxima de carga en mm	610
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Vidrio de laboratorio de gran volumen [cantidad]	6
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	346
Medidas ext., ancho neto en mm	530
Medidas ext., fondo neto en mm	600
Medidas ext., alto bruto en mm	675
Medidas ext., ancho bruto en mm	565
Medidas ext., fondo bruto en mm	650
Peso neto en kg	10,90
Peso bruto en kg	10,90