

E 957

Carro

para el alojamiento óptimo de hasta 12 vidrios de laboratorio de gran volumen.



- Equipado con 12 boquillas con Ø 10 mm
- Soporte de sujeción de altura ajustable
- Listón magnético para detección automática del carro
- Altura máx. de carga a partir de la estrella de apoyo: 615 mm mm

Código EAN: 4002513298789 / Número de material: 05746300 /
Número de material antiguo: 69595701D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8527	•
Categoría de producto	
Otros carros	•
Módulo para vidrio de laboratorio de gran volumen	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Altura máxima de carga en mm	615
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Vidrio de laboratorio de gran volumen [cantidad]	12
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	353
Medidas ext., ancho neto en mm	640
Medidas ext., fondo neto en mm	790
Medidas ext., alto bruto en mm	390
Medidas ext., ancho bruto en mm	665
Medidas ext., fondo bruto en mm	805
Peso neto en kg	16,98
Peso bruto en kg	17,45