

E 131/1

Complemento

para el alojamiento óptimo de 5 bateas arriñonadas y bandejas de malla.



- Apto para 5 bateas arriñonadas y bandejas de malla
- Equipado con 6 soportes, altura: 160 mm mm, distancia: 80 mm mm

Código EAN: 4002513317336 / Número de material: 05771030 /  
Número de material antiguo: 69513102D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Accesorio para band.s de malla	•
Accesorio para riñoneras/palanganas	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Distancia al puntal en mm	80
Alto del puntal en mm	160
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. bateas arriñonadas	•
Prep. inst. quirúrgico	•
<b>Capacidad</b>	
Bateas arriñonadas [número]	5
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	168
Medidas ext., ancho neto en mm	180
Medidas ext., fondo neto en mm	495
Medidas ext., alto bruto en mm	185
Medidas ext., ancho bruto en mm	200
Medidas ext., fondo bruto en mm	530
Peso neto en kg	0,61
Peso bruto en kg	0,90