


E 965

Complemento

para el alojamiento óptimo de vasos de precipitados 250 - 600 ml.



- Equipado con 15 x 3 varillas de suj. para vasos 250 – 600 ml

Código EAN: 4002513369229 / Número de material: 05848290 /  
Número de material antiguo: 69596501D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8527	•
<b>Categoría de producto</b>	
Acc./mód. vasos de precipitados	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Capacidad</b>	
Vasos de precipitados [número]	98
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	173
Medidas ext., ancho neto en mm	357
Medidas ext., fondo neto en mm	522
Medidas ext., alto bruto en mm	280
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	560
Peso neto en kg	2,07
Peso bruto en kg	2,86