


E 963

Complemento

para el alojamiento óptimo de vasos de precipitado de hasta 250 ml.



- Equipado con 33 x 3 varillas de sujeción para vasos hasta 250 ml

Código EAN: 4002513369236 / Número de material: 05848300 /
Número de material antiguo: 69596301D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8527	•
Categoría de producto	
Acc./mód. vasos de precipitados	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Vasos de precipitados [número]	98
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	155
Medidas ext., ancho neto en mm	357
Medidas ext., fondo neto en mm	522
Medidas ext., alto bruto en mm	285
Medidas ext., ancho bruto en mm	550
Medidas ext., fondo bruto en mm	530
Peso neto en kg	1,58
Peso bruto en kg	1,70