

O 177/1

Cesto superior

para limpieza óptima con 26 boquillas y el alojamiento de diversos complementos.



- Lateral derecho para alojar diversos complementos
- Lado izquierdo con 26 toberas y 7 embudos suministrados sueltos
- Equipado con rejilla de soporte ajustable en altura
- Altura de carga 230/205 mm
- Altura ajustable: - 20 / - 40 mm

Código EAN: 4002513412413 / Número de material: 05913050 /
Número de material antiguo: 69117702D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Soporte para cestos	•
Cesto superior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Capacidad	
inst. de transferencia [cantidad]	11
inst. de cuerpo hueco [cantidad]	22
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	263
Medidas ext., ancho neto en mm	498
Medidas ext., fondo neto en mm	455
Medidas ext., alto bruto en mm	280
Medidas ext., ancho bruto en mm	545
Medidas ext., fondo bruto en mm	560
Peso neto en kg	3,70
Peso bruto en kg	4,52