

DOS G 60/1

Módulo de dosificación para bidones de 5-10 l

para la dosificación automática de medios líquidos, con indicador de llenado.



- Apto para todas las PG 8535
- Ajustable a través del control electrónico de la máquina
- Longitud 300 mm lanza de aspiración para garrafa de 5 l
- Longitud del cable guía: 1,90 m

Código EAN: 4002513464269 / Número de material: 05996260 /  
Número de material antiguo: 69747007D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
G 8066	•
Categoría de producto	
Sistema de dosificación externo	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Gris
Tasa de propulsión en ml/60 s	120
Longitud de la lanza de succión en mm	200
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	1
Cable neutro	N
CA/CC	AC
Tensión en V	230-240
Frecuencia en Hz	50
Pot. nominal total en kW	0,02
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	118
Medidas ext., ancho neto en mm	235
Medidas ext., fondo neto en mm	107
Medidas ext., alto bruto en mm	250
Medidas ext., ancho bruto en mm	295
Medidas ext., fondo bruto en mm	430
Peso neto en kg	2,60
Peso bruto en kg	3,00