

G 7895/1

Aqua Purificator

para el alojamiento de dos cartuchos de desalinización completa de agua.



- Para bombona de desmineralización total VE P 2000 & 2800, LP 2800
- Incluye módulo medidor de la conductividad
- Conexión a CA 230 V 50 Hz
- 2 mangueras a presión, aprox. 1,2 m de largo con 3/4" rosca
- Medidas exteriores: Al 850 (820 sin tapa), An 300, F 600 mm

Código EAN: 4002513511468 / Número de material: 06068770 /
Número de material antiguo: 69789504D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7831	•
Categoría de producto	
Prep. agua	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	1
Cable neutro	N
CA/CC	AC
Tensión en V	208-240
Frecuencia en Hz	50-60
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	850
Medidas ext., ancho neto en mm	300
Medidas ext., fondo neto en mm	600
Medidas ext., alto bruto en mm	900
Medidas ext., ancho bruto en mm	400
Medidas ext., fondo bruto en mm	740
Peso neto en kg	26,50
Peso bruto en kg	30,00