

APH 530  
Cable de conexión  
para una conexión sin interrupciones a la impresora.



- Compatible con impresora de protocolos APH 510 PRT 110
- Longitud: 10 m

Código EAN: 4002513532609 / Número de material: 06095260 /  
Número de material antiguo: 68817201D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Autoclaves de sobremesa	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
<b>Categoría de producto</b>	
Doc. procesos/datos de func./comunicación	•
<b>Características del producto</b>	
Color	Gris
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. pipetas/viales	•
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. portaobjetos	•
Prep. butirómetros	•
Tratamiento frascos de farmacia/ infusión	•
Prep. inst. de anestesia	•
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de oftalmología	•
Prep. inst. robótico	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. calzado para quirófano	•
Prep. palanganas	•
Prep. bateas arriñonadas	•
Prep. biberones	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Prep. inst. quirúrgico ortopédico	•

APH 530

Cable de conexión

para una conexión sin interrupciones a la impresora.



Código EAN: 4002513532609 / Número de material: 06095260 /

Número de material antiguo: 68817201D

Prep. clavos intramedulares/taladros intramedulares	•
Prep. band.s/tablas	•
Prep. band.s de malla	•
Prep. probetas graduadas	•
Prep. recipientes, p. ej. recip. de cal sodada	•
Prep. diversos utensilios	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	10
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	150
Medidas ext., fondo bruto en mm	200
Peso neto en kg	0,40
Peso bruto en kg	0,41