

TK/1

Kit de test

para controlar la limpieza de instr. quirúrgico por determinación de proteínas.



Image
in progress

- Contenido para 48 controles
- Equipado con tiras codificadas para el reflectómetro*
- El kit de prueba TK/1 se puede obtener en el Servicio Post-Venta.

* El reflectómetro no está incluido en el suministro.

Código EAN: 4002513664706 / Número de material: 06157330 /
Número de material antiguo: 69910004D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Indicador/prueba	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Peso neto en kg	0,59
Peso bruto en kg	0,97