

E 436/3

Carro

para el alojamiento óptimo de aprox. 3 sets de anestesia.



- Apto para aprox. 3 sets de anestesia
- 8 tomas con susp. para tubos respir. de hasta 1,5 metros de long.
- Soporte en espiral
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Dispositivo de soporte para ML/2 para det au. carro con br. asp.

Código EAN: 4002513805673 / Número de material: 06439240 /
Número de material antiguo: 69543604D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8536	•
Categoría de producto	
Carro para inst. de anestesia	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de anestesia	•
Capacidad	
band.s de anestesia [número]	3
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	507
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	535
Medidas ext., alto bruto en mm	510
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	520
Peso neto en kg	6,60
Peso bruto en kg	7,00
Suministro del aparato	
E 430/1 1/3 band. de malla [número]	1
E 431 tobera iny. para fuelle, Ø 8 x 193 mm [número]	1
E 432 sop. mat. intub. de fuelle [número]	1
E 433 sop. mat. intub. de silicona [número]	2
E 434 sop. mat. intub. pediátrico [número]	1
E 466 tobera iny. 8 x 333 mm, para balón respiratorio [número]	6
E 496 tobera iny. 4 x 120 mm [número]	10