


U 874/1

Cesto inferior

para el alojamiento óptimo de diversos complementos y bandejas de malla.



- La altura de carga puede variar con los dif. cestos superiores
- Dispos. de soporte de listón magn. ML/2 para rec. aut. del carro

Código EAN: 4002513808919 / Número de material: 06442940 /  
Número de material antiguo: 69187403D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Perteneencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Soporte para cestos	•
Cesto inferior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. calzado para quirófano	•
Prep. palanganas	•
Prep. bateas arriñonadas	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. band.s de malla	•
Prep. diversos utensilios	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	50
Medidas ext., ancho neto en mm	531
Medidas ext., fondo neto en mm	515
Medidas ext., alto bruto en mm	100
Medidas ext., ancho bruto en mm	530
Medidas ext., fondo bruto en mm	545
Peso neto en kg	2,10
Peso bruto en kg	2,97