

E 494
Complemento
para el alojamiento suelto de 5 microplacas.



Código EAN: 4002513926064 / Número de material: 06570920 /
Número de material antiguo: 69549401D

| | |
|--|------------------|
| Familia de productos | |
| Aparatos limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PLW 8505 | • |
| Categoría de producto | |
| Otro accesorio | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. vidrio de laboratorio | • |
| Prep. diversos utensilios | • |
| Capacidad | |
| Placas de microtitulación [número] | 5 |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0 |
| Frecuencia en Hz | 0 |
| Pot. nominal total en kW | 0,00 |
| Fusibles en A | 0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 35 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 205 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 440 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 100 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 265 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 180 |
| Peso neto en kg | 0,85 |
| Peso bruto en kg | 1,00 |