


A 11/1

Complemento

para la limpieza delicada de objetos sensibles rompiendo el chorro de agua.



- Con perforaciones 7 x 7 mm
- Aplicable en cesto superior e inferior
- Uso recomendado en la PG 8536

Código EAN: 4002513975680 / Número de material: 06629660 /
Número de material antiguo: 69501102D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Bastidor de base	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	1
Medidas ext., ancho neto en mm	433
Medidas ext., fondo neto en mm	433
Medidas ext., alto bruto en mm	16
Medidas ext., ancho bruto en mm	470
Medidas ext., fondo bruto en mm	470
Peso neto en kg	0,80
Peso bruto en kg	1,00