

E 461/2

Carro

para la limpieza óptima de mangueras respiratorias.



- Apto para 12 mangueras de resp. hasta 1,5 m L, soporte en espiral
- Posibilidades de alojamiento: E 432, E 433, E 434, E 430/1, A3
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Dispositivo de soporte para ML/2 para det au. carro con br. asp.

Código EAN: 4002513984057 / Número de material: 06641180 /
Número de material antiguo: 69546103D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Carro para inst. de anestesia	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de anestesia	•
Capacidad	
Tubos [número]	12
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	502
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	515
Medidas ext., alto bruto en mm	546
Medidas ext., ancho bruto en mm	545
Medidas ext., fondo bruto en mm	515
Peso neto en kg	8,77
Peso bruto en kg	10,80
Suministro del aparato	
E 430/1 1/3 band. de malla [número]	1
E 432 sop. mat. intub. de fuelle [número]	1
E 433 sop. mat. intub. de silicona [número]	3
E 434 sop. mat. intub. pediátrico [número]	1