

E 913/3

Carro

para alojamiento óptimo de contenedores, tapas y bandejas de malla en 3 niveles.



- Las medidas de carga de los niveles individuales son diferentes
- Equipado con 2 brazos aspersores integrados
- Equipado con conexiones para 5 instrumental de cuerpo hueco
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Listón magnético para reconocimiento aut. del carro (inc imán ML)

Código EAN: 4002514219899 / Número de material: 06893880 /
Número de material antiguo: 69591304D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoría de producto	
Carro para complementos	•
Carro para contenedores	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. contenedores	•
Capacidad	
Jaulas de malla DIN [número]	6
band.s de malla SPRI [número]	2
Contenedores DIN de 15 cm de alto [número]	3
inst. de cuerpo hueco [cantidad]	5
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	574
Medidas ext., ancho neto en mm	790
Medidas ext., fondo neto en mm	640
Medidas ext., alto bruto en mm	720
Medidas ext., ancho bruto en mm	830
Medidas ext., fondo bruto en mm	780
Peso neto en kg	26,50
Peso bruto en kg	30,00
Suministro del aparato	
Listón magnético para el reconocimiento automático del carro (incl. imán) [número]	1