


E 103/1

Complemento

para el alojamiento óptimo de tubos de ensayo hasta 12 x 75 mm.



- apto para aprox. 200 tubos de ensayo (hasta 12 x 75 mm)
- Dividida en 6 superficies
- La abertura de la malla es de 8 x 8 mm
- Incluye tapa A 13

Código EAN: 4002514231051 / Número de material: 06907630 /  
Número de material antiguo: 69510302D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Categoría de producto</b>	
Acc./mód.para tubos de ensayo	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Preparación de tubos de ensayo	•
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Capacidad</b>	
Probetas [número]	200
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	122
Medidas ext., ancho neto en mm	200
Medidas ext., fondo neto en mm	220
Medidas ext., alto bruto en mm	140
Medidas ext., ancho bruto en mm	245
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Peso neto en kg	0,54
Peso bruto en kg	0,74
<b>Suministro del aparato</b>	
A 13 Tapa [número]	1