


E 105/1

Complemento

para el alojamiento óptimo de tubos de ensayo hasta 12 x 165 mm.



- apto para aprox. 200 tubos de ensayo (hasta 12 x 165 mm)
- Capacidad incluyendo tapa A 13
- La abertura de la malla es de 9 x 9 mm

Código EAN: 4002514231075 / Número de material: 06907650 /
Número de material antiguo: 69510502D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Categoría de producto	
Acc./mód.para tubos de ensayo	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Número de compartimentos	6
Ámbito de aplicación	
Preparación de tubos de ensayo	•
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Probetas [número]	200
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	212
Medidas ext., ancho neto en mm	200
Medidas ext., fondo neto en mm	210
Medidas ext., alto bruto en mm	235
Medidas ext., ancho bruto en mm	240
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Peso neto en kg	0,90
Peso bruto en kg	1,14
Suministro del aparato	
A 13 Tapa [número]	1