

## DOS K 60

Módulo de dosificación para bidones de 5-10 l

para la dosificación automática de medios líquidos, con indicador de nivel.



- Vigilancia de dosif.: alta seguridad de proceso DIN EN ISO 15883
- Para la dosificación de medios líquidos/desinfectantes químicos
- Lanza de aspiración 300 mm para garrafas de 5-10 l
- Juego lanza de asp. de garrafa 10-30 l disp. en serv. post-venta
- Dosificación hasta 120 Milliliter ml/60 segundos

Código EAN: 4002514254890 / Número de material: 06940330 /  
Número de material antiguo: 69747008D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7831	•
Categoría de producto	
Sistema de dosificación	•
Características del producto	
Tasa de propulsión en ml/60 s	120
Longitud de la lanza de succión en mm	333
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	1
Cable neutro	N
CA/CC	AC
Tensión en V	230-240
Frecuencia en Hz	50
Pot. nominal total en kW	0,02
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	118
Medidas ext., ancho neto en mm	235
Medidas ext., fondo neto en mm	115
Medidas ext., alto bruto en mm	290
Medidas ext., ancho bruto en mm	250
Medidas ext., fondo bruto en mm	420
Peso neto en kg	2,45
Peso bruto en kg	2,70