


E 903/1

Módulo

para el alojamiento óptimo de sets TUR (resección transuretral).



- Posibilidades para alojar hasta 10 instrumental de cuerpo hueco


Código EAN: 4002514256290 / Número de material: 06943230 /  
Número de material antiguo: 69590302D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
<b>Categoría de producto</b>	
Acc./mód.para inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
<b>Capacidad</b>	
inst. de cuerpo hueco [cantidad]	10
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	40
Medidas ext., ancho neto en mm	461
Medidas ext., fondo neto en mm	510
Medidas ext., alto bruto en mm	180
Medidas ext., ancho bruto en mm	550
Medidas ext., fondo bruto en mm	560
Peso neto en kg	2,93
Peso bruto en kg	3,65
<b>Suministro del aparato</b>	
E 442 tobera iny., Ø 11 mm, longitud 121 mm con tapa Ø 6 mm [número]	3
E 444 Tambor para cables de luz fría/manguitos de aspiración [número]	1
E 447 adapt. hembra, para Luer-Lock macho [número]	1
E 448 manguera de silicona con adaptador Luer-Lock hembra [número]	4
E 453 tobera iny. 4 x 110 mm con pinza de sujeción [número]	3
E 454 tobera iny. para vainas de trocares 10–15 mm [número]	1
E 467 tobera iny. 205 mm para inst. MIC/tenazas de sujeción [número]	3
E 469 tobera iny. 300 mm para inst. MIC/urología [número]	3

E 903/1

Módulo

para el alojamiento óptimo de sets TUR (resección transuretral).



Código EAN: 4002514256290 / Número de material: 06943230 /  
Número de material antiguo: 69590302D

E 907/1 band. de malla con tapa para utensilios pequeños 1  
[número]

---

2 m de tubo de silicona de Ø 5 mm

Soportes de plástico [número]

•

1