


E 905/1

Módulo

para el alojamiento óptimo de instrumental MIC, p.ej. artroscopia/laparoscopia.



- Posibilidades para alojar hasta 16 instrumental de cuerpo hueco
- Subdivisión para p.ej. artroscopia, laparoscopia

Código EAN: 4002514256306 / Número de material: 06943240 /
Número de material antiguo: 69590502D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Acc./mód.para inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Capacidad	
inst. de cuerpo hueco [cantidad]	16
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	40
Medidas ext., ancho neto en mm	461
Medidas ext., fondo neto en mm	510
Medidas ext., alto bruto en mm	170
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	560
Peso neto en kg	3,01
Peso bruto en kg	3,62
Suministro del aparato	
E 336 tobera iny. MIBO, Ø 11 mm, longitud 121 mm [número]	1
E 362 tornillo ciego [número]	2
E 442 tobera iny., Ø 11 mm, longitud 121 mm con tapa Ø 6 mm [número]	1
E 447 adapt. hembra, para Luer-Lock macho [número]	2
E 448 manguera de silicona con adaptador Luer-Lock hembra [número]	4
E 449 adapt. macho, para Luer-Lock hembra [número]	2
E 452 tobera iny. 2,5 x 60 mm [número]	4
E 453 tobera iny. 4 x 110 mm con pinza de sujeción [número]	3
E 454 tobera iny. para vainas de trocares 10–15 mm [número]	3
E 464 aloj. para tobera iny. E 454 [número]	1

E 905/1

Módulo

para el alojamiento óptimo de instrumental MIC, p.ej. artroscopia/laparoscopia.



Código EAN: 4002514256306 / Número de material: 06943240 /
Número de material antiguo: 69590502D

E 472 muelle opresor para tobera iny. Ø 4 mm [número]	1
E 907/1 band. de malla con tapa para utensilios pequeños [número]	1