

E 906/1

Módulo

para el alojamiento óptimo de instrumental MIC, p.ej. artroscopia/laparoscopia.



- Posibilidades para alojar hasta 10 instrumental de cuerpo hueco
- Subdivisión para p.ej. artroscopia, laparoscopia

Código EAN: 4002514256313 / Número de material: 06943250 /
Número de material antiguo: 69590602D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Acc./mód.para inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Capacidad	
inst. de cuerpo hueco [cantidad]	10
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	40
Medidas ext., ancho neto en mm	461
Medidas ext., fondo neto en mm	510
Medidas ext., alto bruto en mm	160
Medidas ext., ancho bruto en mm	545
Medidas ext., fondo bruto en mm	530
Peso neto en kg	2,87
Peso bruto en kg	3,56
Suministro del aparato	
E 336 tobera iny. MIBO, Ø 11 mm, longitud 121 mm [número]	1
E 362 tornillo ciego [número]	2
E 442 tobera iny., Ø 11 mm, longitud 121 mm con tapa Ø 6 mm [número]	5
E 443 tobera iny., Ø 11 mm, longitud 121 mm con tapa Ø 10 mm [número]	3
E 448 manguera de silicona con adaptador Luer-Lock hembra [número]	2
E 454 tobera iny. para vainas de trocares 10–15 mm [número]	1
E 456 resorte de apertura para inst. MIC [número]	2
E 464 aloj. para tobera iny. E 454 [número]	1
E 908/1 comp. inst. MIC desmontable/piezas intercambiables [número]	1