

E 907/1

Bandeja de malla

para el alojamiento óptimo de instrumental diverso de piezas pequeñas.



- Con tapa para piezas pequeñas
- Abertura de malla 3 x 1 mm
- Ganchos para colgar en E 905/1 y E 903/1

Código EAN: 4002514256320 / Número de material: 06943820 /
Número de material antiguo: 69590702D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Categoría de producto	
band. de malla	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	48
Medidas ext., ancho neto en mm	129
Medidas ext., fondo neto en mm	170
Medidas ext., alto bruto en mm	70
Medidas ext., ancho bruto en mm	155
Medidas ext., fondo bruto en mm	230
Peso neto en kg	0,30
Peso bruto en kg	0,37