

E 912/2

Carro

para el alojamiento óptimo de 4 contenedores ISO con tapa.



- Tamaño del contenedor: 180 x 400 x 600 mm
- Listón magnético para reconocimiento aut. del carro (inc imán ML)

Código EAN: 4002514257976 / Número de material: 06943860 /
Número de material antiguo: 69591203D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoría de producto	
Carro para contenedores	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. contenedores	•
Capacidad	
Contenedor ISO de 18 cm de alto [número]	4
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	455
Medidas ext., ancho neto en mm	640
Medidas ext., fondo neto en mm	790
Medidas ext., alto bruto en mm	650
Medidas ext., ancho bruto en mm	650
Medidas ext., fondo bruto en mm	800
Peso neto en kg	13,00
Peso bruto en kg	22,00
Suministro del aparato	
Listón magnético para el reconocimiento automático del carro (incl. imán) [número]	1