

E 915/3

Carro

para alojamiento óptimo de hasta. 7 sets AN o 20 mangueras de resp. y accesorios.



- Soporte de mangueras respiratorias en espiral
- Sistema del inyector
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Listón magnético para detección autom. del carro (incl. imanes)

Código EAN: 4002514257983 / Número de material: 06943870 /
Número de material antiguo: 69591504D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoría de producto	
Carro con conex. para secado con aire caliente	•
Carro para inst. de anestesia	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de anestesia	•
Capacidad	
band.s de anestesia [número]	7
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	637
Medidas ext., ancho neto en mm	640
Medidas ext., fondo neto en mm	790
Medidas ext., alto bruto en mm	780
Medidas ext., ancho bruto en mm	670
Medidas ext., fondo bruto en mm	810
Peso neto en kg	25,00
Peso bruto en kg	25,00
Suministro del aparato	
E 142 complemento 1/2, band. de malla DIN [número]	1
E 431 tobera iny. para fuelle, Ø 8 x 193 mm [número]	1
E 466 tobera iny. 8 x 333 mm, para balón respiratorio [número]	10
E 496 tobera iny. 4 x 120 mm [número]	18
E 916 soporte para 5 mat. intub. de fuelle [número]	1
E 917 soporte para 5 mat. intub. de silicona [número]	4
E 918 soporte para 5 mat. intub. pediátricos [número]	1
aloj. elástico Ø 12 mm, para material de intubación de hasta 1,5 m de longitud [número]	20
Listón magnético para el reconocimiento automático del carro (incl. imán) [número]	1