

E 948

Módulo

para el alojamiento óptimo de instrumental de cirugía ortopédica.



- Para el alojamiento de una bandeja de malla E 142\*
- Equipado con 28 boquillas
- Medidas de carga: Al 230, An 558, F 352 mm

\* La bandeja de malla no está incluida en el volumen de suministro.

Código EAN: 4002514312033 / Número de material: 07025310 /  
Número de material antiguo: 69594801D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. quirúrgico ortopédico	•
<b>Capacidad</b>	
Jaulas de malla DIN [número]	1
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	230
Medidas ext., ancho neto en mm	352
Medidas ext., fondo neto en mm	558
Medidas ext., alto bruto en mm	290
Medidas ext., ancho bruto en mm	530
Medidas ext., fondo bruto en mm	560
Peso neto en kg	5,54
Peso bruto en kg	5,54