


E 949

Módulo

para el alojamiento óptimo de 8 clavos intramedulares o taladros intramedulares.



- Equipado con 8 alojamientos para clavos intramedulares\*
- Equipado con 6 casquillos de alarg. para taladros intramedulares\*\*

\* Los alojamientos están premontados.

\*\* Los casquillos de alargamiento se suministran sueltos.

Código EAN: 4002514312040 / Número de material: 07025320 /  
Número de material antiguo: 69594901D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. quirúrgico ortopédico	•
<b>Capacidad</b>	
Perforadores medulares [número]	8
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	115
Medidas ext., ancho neto en mm	352
Medidas ext., fondo neto en mm	558
Medidas ext., alto bruto en mm	290
Medidas ext., ancho bruto en mm	530
Medidas ext., fondo bruto en mm	560
Peso neto en kg	35,00
Peso bruto en kg	45,00