

E 955

Complemento

para el alojamiento óptimo de casquillos de fresa con Ø 3 - 15 mm, L máx. 125 mm



Código EAN: 4002514312057 / Número de material: 07025330 /  
Número de material antiguo: 69595501D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. quirúrgico ortopédico	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	85
Medidas ext., ancho neto en mm	221
Medidas ext., fondo neto en mm	156
Medidas ext., alto bruto en mm	170
Medidas ext., ancho bruto en mm	250
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Peso neto en kg	1,00
Peso bruto en kg	1,00