


E 526/1

Carro

para la carga óptima de instrumental MIC y accesorios en 2 niveles.



- Altura de carga abajo: 100 mm mm
- Máx. longitud de instrumental para cirugía mín. invasiva: 600 mm
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Listón magnético para reconocimiento aut. del carro (sin imán ML)

Código EAN: 4002514312125 / Número de material: 07026560 /  
Número de material antiguo: 69552602D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7824	•
<b>Categoría de producto</b>	
Carro con conex. para secado con aire caliente	•
Carro para inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Altura máxima de carga en mm	100
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
<b>Capacidad</b>	
inst. de cuerpo hueco [cantidad]	44
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	498
Medidas ext., ancho neto en mm	530
Medidas ext., fondo neto en mm	645
Medidas ext., alto bruto en mm	570
Medidas ext., ancho bruto en mm	640
Medidas ext., fondo bruto en mm	670
Peso neto en kg	9,20
Peso bruto en kg	10,00
<b>Suministro del aparato</b>	
Listón magnético para el reconocimiento automático del carro (sin imán) [número]	1