

E 515/1

Carro

para el alojamiento óptimo de aprox. 3 sets de anestesia.



- Apto también para 9 mangueras de resp. hasta 1,5 m L y accesorios
- Soporte de mangueras respiratorias en espiral
- Equipado con la bandeja de malla E 430
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Listón magnético para reconocimiento aut. del carro (sin imán ML)

Código EAN: 4002514312149 / Número de material: 07026590 /  
Número de material antiguo: 69551502D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7824	•
<b>Categoría de producto</b>	
Carro con conex. para secado con aire caliente	•
Carro para inst. de anestesia	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. de anestesia	•
<b>Capacidad</b>	
band.s de anestesia [número]	3
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	500
Medidas ext., ancho neto en mm	530
Medidas ext., fondo neto en mm	645
Medidas ext., alto bruto en mm	550
Medidas ext., ancho bruto en mm	550
Medidas ext., fondo bruto en mm	640
Peso neto en kg	13,50
Peso bruto en kg	15,50
<b>Suministro del aparato</b>	
E 430/1 1/3 band. de malla [número]	1
E 431 tobera iny. para fuelle, Ø 8 x 193 mm [número]	1
E 432 sop. mat. intub. de fuelle [número]	1
E 433 sop. mat. intub. de silicona [número]	3
E 434 sop. mat. intub. pediátrico [número]	1
E 466 tobera iny. 8 x 333 mm, para balón respiratorio [número]	6
E 495 tobera iny. 2,5 x 90 mm [número]	3
E 496 tobera iny. 4 x 120 mm [número]	15
aloj. elástico Ø 12 mm, para material de intubación de hasta 1,5 m de longitud [número]	9
Listón magnético para el reconocimiento automático del carro (sin imán) [número]	1