

E 909

Carro

para alojamiento ideal de hasta 1-2 sets MIC y bandejas de malla en sist. modular.



- Nivel 1-3 libres para alojar bandejas de malla, p.ej. E 142
- Las medidas de carga de los niveles individuales son diferentes
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Listón magnético para reconocimiento aut. del carro (incl. imán ML)

Código EAN: 4002514432809 / Número de material: 07201500 /  
Número de material antiguo: 69590901D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Categoría de producto</b>	
Carro con conex. para secado con aire caliente	•
Carro para inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
<b>Capacidad</b>	
Jaulas de malla DIN [número]	9
band.s de malla SPRI [número]	3
Juegos de cirugía mínimamente invasiva [número]	1-2
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	698
Medidas ext., ancho neto en mm	640
Medidas ext., fondo neto en mm	790
Medidas ext., alto bruto en mm	720
Medidas ext., ancho bruto en mm	830
Medidas ext., fondo bruto en mm	780
Peso neto en kg	26,50
Peso bruto en kg	30,00
<b>Suministro del aparato</b>	
Listón magnético para el reconocimiento automático del carro (incl. imán) [número]	1